

Už od roku 1975 je STÉRIMAR™ priekopníkom v oblasti nosovej hygieny. Využíva prirodzenú silu mora pre zdravie nosa.

INDIKÁCIE

STÉRIMAR™ Hygiena nosa je zdravotnícka pomôcka pre deti a dospelých odporúčaná na:

- **čistenie nosa a odstraňovanie** nečistôt,
- **hydratáciu a obnovu** prirodzenej vlhkosti nosovej sliznice,
- posilnenie obrannej schopnosti nosovej sliznice a **prevenciu nádchy,**
- **zlepšenie dýchania** a kvality spánku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím vykonajte krátky strek do priestoru, aby ste spustili systém. **Hygiena a zvlhčovanie nosovej sliznice:** Hlavu držte vzpriamene a vložte trysku do nosovej dierky. Do každej nosovej dierky vstreknite raz alebo dvakrát. Nadbytočný roztok nechajte vyteciť a potom si nos vyfúkajte. **Hlbšie čistenie nosovej dutiny:** Nakloňte hlavu na jednu stranu a vložte trysku do hornej nosovej dierky. Vstreknite raz, dlhšie (2 až 3 sekundy). Nadbytočný roztok nechajte vyteciť druhou nosovou dierkou a potom si nos vyfúkajte. Postup zopakujte aj v druhej nosovej dierke. Po každom použití očistite trysku teplou vodou a osušte.

DÁVKOVANIE: 2 až 6 vstrekov denne.

Vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy.

ZLOŽENIE

STÉRIMAR™ Hygiena nosa je *fyziologický roztok morskej vody, ktorý obsahuje rovnakú koncentráciu solí, ako je koncentrácia solí v bunkách ľudského tela. STÉRIMAR™, filtrovaná morská voda, **100% prírodná a bez konzervačných látok,** prináša výhody uznávaných vlastností minerálnych solí a morských stopových prvkov, ako sú zinok, meď, mangán, železo, horčík a selén.

Morská voda: 31,82 ml

Čistená voda do 100 ml

Asepticky balené. Nádobka pod tlakom inertného plynu (dusík). Roztok sa nachádza vo vnútornej nádobke a neprichádza do styku s dusíkom.

Čistý objem: 100 ml  175

Približne 300 vstrekov



Upozornenie

Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Výrobca: Sofibel, Laboratoires Fumouze, Francúzsko
www.sterimar.sk